Espectroscopia Raman

Edmur C. Neto - 12558492 Rafael F. Gigante - 12610500

> Instituto de Física de São Carlos Universidade de São Paulo

> > 06/03/2024



- Predito teoricamente por A. Smekal em 1923, observado e interpretado corretamente por C. V. Raman em 1928;
- Experimento de Raman com filtros;




Figura 2. Experimento com filtros realizado por Raman





Figura 1. A. Smekal e C. V. Raman



- Colisões entre Fótons e Matéria (Rayleigh, Stokes, Anti-Stokes)
- Propriedade das Intensidades das Colisões





Figura 3. Espalhamento de luz: (a) espalhamento inelástico (região Stokes); (b) espalhamento elástico (Rayleigh); (c) espalhamento inelástico (região anti-Stokes)






Figura 4. Representação gráfica das frequências Stokes e Anti-Stokes.



- Regras de Seleção de Espectroscopia Raman:
 - A molécula deve ter um dipolo induzido se submetida a um campo elétrico;
 - A molécula deve ir para o próximo estado vibracional ao qual se encontra.

$$\overrightarrow{\mu_{f,i}} = \langle v_f | \alpha(x) | v_i \rangle \mathbf{E}$$

$$\overrightarrow{\mu_{f,i}} = \left[\alpha(0) \langle v_f | v_i \rangle + \left(\frac{d \propto}{dx} \right)_0 \langle v_f | x | v_i \rangle + \cdots \right] \mathbf{E}$$

$$\left(\frac{d \propto}{dx} \right)_0 \neq 0 \text{ pois } \langle v_f | v_i \rangle = 0 \text{ para } f \neq i$$

$$\langle v_f | x | v_i \rangle \neq 0 \therefore v_f - v_i = \pm 1$$



3500 - 3300 cm ⁻¹	Elongação N-H	Aminas primárias e secundárias
3500 - 3200 cm ⁻¹	Elongação O-H	Álcoois (banda forte e larga)
3300 - 2500 cm ⁻¹	Elongação O-H	Ácidos (banda larga sobreposta com a banda de elongação C-H)
≈ 3300 cm ⁻¹	Elongação C-H	Alcinos
3100 - 3000 cm ⁻¹	Elongação C-H	Alcenos e aromáticos
3000 - 2850 cm ⁻¹	Elongação C-H	Alcanos
2840 - 2690 cm ⁻¹	Elongação C - H	Aldeídos
2250 - 2100 cm ⁻¹	Elongação C ≡ C	Alcinos
1760 - 1665 cm ⁻¹	Elongação C=O	Cetonas, aldeídos, ésteres e ácidos
1680 - 1630 cm ⁻¹	Elongação C = C	Alcenos
1600 - 1500 cm ⁻¹	Elongação C = C (anel)	Aromáticos
1300 - 970 cm ⁻¹	Elongação C - O	Álcoois, ésteres e ácidos
1250 - 1000 cm ⁻¹	Elongação C - N	Aminas
1600 - 1300 cm ⁻¹	Elongação N - O	Compostos nitroílo

Tabela 1. Frequências conhecidas de vibrações de diversas ligações químicas



OBJETIVOS

- Familiarizar-se com os conceitos de espectroscopia vibracional das moléculas;
- Identificar a composição das substâncias submetidas ao experimento de Espectroscopia Raman;
- Qualificar as melhores configurações dos instrumentos e disposições do ambiente.



EXPERIMENTO

- Será utilizado um Fluorímetro e uma Fonte de Luz (Laser ou Lâmpada);
- Calibração do Fluorímetro;
- Preparo de amostras (solventes incolores);
- Aplicação do fluorímetro com variados diâmetros do "slit" e variadas velocidades de varredura;
- Leitura e Carregamento dos dados com o Software;
- Análise dos dados utilizando o Origin.



EXPERIMENTO







Figura 5. Representação esquemática de um fluorímetro comercial.

Figura 6. Fluorímetro LS-50B que será utilizado na prática.



EXPERIMENTO






Figura 7. Capturas de tela do software que será utilizado na prática.






Figura 8. Gráfico esperado pela análise de espectroscopia Raman em uma amostra de água pura.




Figura 9: Possíveis vibrações da molécula de Água.






Figura 8. Gráfico esperado pela análise de espectroscopia Raman em uma amostra de água pura.




Figura 9: Possíveis vibrações da molécula de Água.






Figura 9. Gráfico esperado pela análise de espectroscopia Raman de uma solução de água e NaCl (laranja) comparado com o espectro de uma amostra de água pura (vermelho).






Figura 10. Gráfico esperado pela análise de espectroscopia Raman em uma amostra de acetona (*CH*3*COCH*3).



REFERÊNCIAS

Lady Katherine Soto Gómez. "Desenvolvimento e aplicações da técnica espectroscopia Raman anti-Stokes coerente multiplex". [Online] Disponível em:

[https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/49992/1/diserta%C3%A7%C3%A3o_lady%20katherine%20soto.pdf]. Acesso em 28 de fevereiro de 2024.

"Espectroscopia Raman". [Online] Disponível em:

[https://www.ifsc.usp.br/~lavfis/lavfiswp/wp-content/uploads/2023/04/Espectroscopia-Raman.pdf] Acesso em: 28 de fevereiro de 2024.

"Water Molecule Vibrations with Raman Spectrocopy". [Online] Disponível em: https://physicsopenlab.org/2022/01/08/water-molecule-vibrations-with-raman-spectroscopy/]. Acesso em 29 de fevereiro de 2024.

Emiliane Gerbasi Ricci. "APLICAÇÃO DO MÉTODO DE ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS E ESPECTROSCOPIA RAMAN PARA A AVALIAÇÃO DA MISTURA DE ETANOL-METANOL".[Online] Disponível em: [https://repositorio.unicid.edu.br/jspui/bitstream/123456789/815/1/Emiliane%20Gerbasi%20Ricci.pdf] Acesso em 29 de fevereiro de 2024.

Prof. Dr. José Pedro Donoso. "SFI 5800 Espectroscopia Física Simetria e Teoria de Grupos". [Online] Disponível em: [https://www.ifsc.usp.br/~donoso/espectroscopia/Simetria.pdf]. Acesso em 29 de fevereiro de 2024.

Andreas W. Momber. "The 50th anniversary of the death of Adolf Gustav Smekal (1895–1959), a pioneer in materials physics". [Online] Disponível em: [https://link.springer.com/article/10.1007/s10853-009-3996-4]. Acesso em 29 de Fevereiro de 2024.

